




Solo Oprejsningsvest

Brugsanvisning

Dansk
7DK160180-01



Produktbeskrivelse

Solo Oprejsningsvest anvendes sammen med Sabina stålift til løft af brugere fra siddende til stående position. Solo oprejsningsvest løfter bagom ryggen og under armene. Den passer brugere, som behøver megen hjælp til at rejse sig, men som derefter står stabilt på benene.

Solo Oprejsningsvest er beregnet til brug i kombination med Sabina stålift med standard løftebøjle (350 mm).

Solo Oprejsningsvest og Sabina stålift danner tilsammen en funktionel enhed. Læs brugsanvisningerne for

begge produkter for at få fuld information og opnå det bedste resultat.

Solo Oprejsningsvest anvendes som engangsbrug til en enkel bruger. Den kan ikke vaskes, men skal kasseres når den bliver beskidt eller når brugeren ikke længere har brug for den. I Likos sortiment findes flere vaskebare modeller til langtidsbrug som kan benyttes sammen med Sabina stålift


I teksten kaldes den der bliver liftet for brugeren og den, der hjælper for medhjælperen.

△ er en advarselstrekant for momenter, hvor særlig forsigtighed bør iagttages.

Vigtigt!

Løft og forflytning af personer medfører altid en hvis risiko. Læs derfor brugsanvisningen for lift og løftetilbehør grundigt. Det er vigtigt at forstå indholdet i brugsanvisningerne helt og fuldt, og kun det personale der er informeret bør anvende udstyret. Vær sikker på at løftetilbehøret passer til den lift som anvendes. Vær forsigtig og vis omsorg under anvendelse. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Du skal være informeret om brugerens muligheder for at klare løftesituationen. Ved tvivl kontakt A. P. Botved. Brugsanvisningen kan downloades gratis på www.botved.dk.

Definitioner



△ Tænk på!

- Om der er behov for én eller flere medhjælpere, skal bedømmes for hvert tilfælde.
- Planlæg løftesituationen inden løft, så det sker så trygt og smidigt som muligt.
- Sørg for at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste i løftesituationen.
- Selv om Likos løftebøjler er forsynede med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Før brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt er det vigtigt at kontrollere at stropperne sidder korrekt på løftebøjlen!
- Løft aldrig brugeren højere fra underlaget end nødvendigt med tanke på brugerens forudsætninger.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.


Beskrivelse af stropperne funktion

Solo Oprejsningsvest er forsynet med to stropper: ydre og indre stropper, for øget flexibilitet i anvendelsen. Generelt anbefales påhægtning af de indre stropper for at opnå maximal opretstående stilling, samt for at brugeren skal kunne nå løftebøjlen for selv at kunne medvirke til oprejsningen.

Den ydre strop anvendes, hvis brugerens omfang kræver mere plads eller hvis brugeren er for kort i forhold til højden på Sabinas ophængningskroge.

Vi anbefaler, at man i de tilfælde, hvor man vælger den indre strop – også kobler den yderste strop på krogen. Man har da bedre visuel kontrol med stropper.


Anvendelse af Solo Oprejsningsvest sammen med Sabina stålift



1. Før vesten ned midt bagom brugerens ryg med produktetiketten udaf.

△ Vestens underkant skal være ned mod taljen og placeres nærmest kroppen så armene **altid** er udenpå vesten, for at forhindre at vesten glider op.

Bestem passende stropper for påhægtning. Se ovenfor, "Beskrivelse af stropperne funktion".



2. Kør Sabina frem, tilpas bredden på understellet så fødderne kan placeres centreret på fodpladen. Underbenene bør være parallelt mod underbensstøtten. Juster benstøttens højde og dybde så underbenene er komfortabelt placeret lige under knæskallerne. Fastgør og spænd lægbåndet.

Nu kan man påhægte de i forvejen bestemte positioner på stropper på løftebøjleens kroge.

Tips! Husk at oprejsningen lettes hvis brugeren sidder relativt højt, dvs. at hoftelæddet er i samme niveau som, eller helst højere end knæledene.

3. Oprejsning. Manøvrer løftebevægelsen med håndbejtningens op og ned knapper, der findes i to hastigheder. Brugeren kan medvirke aktivt ved at tage fat om løftebøjleens tværstang og trække sig op.

△ Inden brugeren løftes fra underlaget, men når vestens stropper er strakte, er det vigtigt at kontrollere at stropper er korrekt påsat løftebøjlen.

Vi anbefaler, at brugeren under oprejsningen læner overkroppen noget bagud for at kompensere for svag strækmuskulatur i underkroppen. Dette letter oprejsningen, øger komforten og modvirker (op)glidning af vesten.

Hvor højt oprejsningen skal være bør afgøres af det enkelte tilfælde.

4. **Tips!** Hvis vesten glider op under oprejsningen kan brugeren istedet tage fat om stropperne på vesten. Det kan medføre at veste bedre holdes på plads og ryggen får god støtte under oprejsningen.

Afprøvning

Regulering af højeste mulige oprejsning


Regulering af højeste mulige oprejsning sker via:

- Højdeindstilling af Sabinas løftemast på understellet. Se brugsanvisning for Sabina stålift.
- Valget mellem indre eller ydre strop på vesten, se side 2 "Beskrivelse af stroppernes funktion".
- Vestens størrelse. En mindre størrelse muliggør højere oprejsning.

Alternative oprejsningsvester

Hvis brugeren er afhængig af et inderbælte for sikkerhedens skyld under løftet, anbefaler vi at bytte til Liko Tryghedsvest eller Liko Comfortvest.

Tilbehør




Sabina Halebånd

Vare nr. 3591115

I visse tilfælde kan et Halebånd støtte ved oprejsningen. Halebåndet trykkes ned mod halebenet, så langt det er muligt og hjælper derefter med til at løfte halen ved oprejsningen. I opretstående taber Halebåndet sin belastning og kan let føres til siden f.eks. ved toiletbesøg.

Til Halebånd kræves specielt tilbehør: Halebåndsbøjle. Læs brugsanvisningen for Halebåndet inden anvendelse.

Oversigt Solo Oprejsningsvest, mod. 911



Navn	Vare nr.	Størrelse	Båndfarve	Vestbredde (cm)	Maks. belastning
Solo Oprejsningsvest	35911915	M Medium	Gul	A: 90 B: 138 C: 148	200 kg
Solo Oprejsningsvest	35911916	L Large	Blå	A: 105 B: 153 C: 163	200 kg

Vejledning ved valg af størrelse

Vesten bør kunne nå ordentligt rundt om ryggen og under armene for at være bekvem.

En for stor vest kan føre til at brugeren ikke kan nå løftebøjlen eller komme op i helt stående position.

Solo Oprejsningsvest er kun beregnet til anvendelse sammen med Likos Sabina stålifte (forskellige modeller findes). Vi anbefaler Sabina med 350-bøjle (standard).

Materiale: Nonwoven Polypropen.

Vedligeholdelse

△ Solo Oprejsningsvest er et engangsprodukt som er beregnet til én person.

Afprøv korrekt størrelse og skriv brugerens navn på produktetiketten som findes på oprejsningsvestens rygdæl.

Solo Oprejsningsvest tages ud af brug:

- når den bliver beskidt eller inficeret.
- hvis det bliver beskadiget.
- når brugeren ikke længere behøver den.

Kassér oprejsningsvesten miljørigtigt.



MA IKKE VASKES. På oprejsningsvestens rygdæl findes en etiket med dette symbol. Hvis oprejsningsvesten vaskes forsvinder MA IKKE VASKES-symbolet og MA IKKE ANVENDES-symbolet fremkommer.



Oprejsningsvesten skal da kasseres.

Kontroller oprejsningsvesten før hver løftesituation. Vær opmærksom på slitage og skader på sømme og materialer. Anvend ikke beskadiget løftetilbehør. Ved tvivl kontakt A. P. Botved.

CE Medicinteknisk klasse I produkt.

Solo Oprejsningsvest er testet af akrediteret testinstitut og overholder alle krav i henhold til MDD klasse I produkter, den overholder også alle krav ifølge standarden EN ISO 10535.

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til ændringer i produkter uden forudgående varsel. Kontakt A. P. Botved for information, råd og eventuelle opdateringer.

 **Liko**

www.liko.com

Fabrikant:

Liko AB

SE-975 92 Luleå

Sweden

info@liko.se

Forhandler i Danmark:

A/S A.P. Botved

Nørrelundvej 5

2730 Herlev

Tlf: 80373737

Fax: 70203737

info@botved.dk

